

製品名: ジーンキューブ®専用 溶解液

1. 化学品及び会社情報

製品名: ジーンキューブ®専用 溶解液
製品コード: QGSL-055
供給者の会社名称: 東洋紡株式会社
住所: 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
担当部門: 診断システム事業部
(TEL:06-6348-3335, FAX:06-6348-3833)
推奨用途: 生体試料からのDNAおよびRNAの単離・精製 (遺伝子研究用試薬)

2. 危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響

健康有害性: 溶解液の成分であるアルカリ剤は皮膚や眼に損傷を与えたり、刺激を引き起こすことがある。危険有害性の調査が十分でなく、取扱に注意する。

GHS分類

	区分
急性毒性(経口)	区分に該当しない (区分外)
急性毒性(経皮)	区分に該当しない (区分外)
皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない (区分外)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分に該当しない (区分外)
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分に該当しない (区分外)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分に該当しない (区分外)
水生環境有害性 短期(急性)	区分に該当しない (区分外)
水生環境有害性 長期(慢性)	区分に該当しない (区分外)

GHSラベル要素

絵表示: 非該当
注意喚起語: 非該当
危険有害性情報: 該当しない

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別: 混合物 (水溶液)
成分及び濃度又は濃度範囲

成分名称	含有量 wt%	CAS#	化審法	安衛法		化管法	毒劇法
			官報公示 番号	官報公示 番号	通知物質	指定物質	毒物劇物
アルカリ剤	非公開	非公開	非開示	公表	規制濃度 以下	非該当	規制濃度 以下

製品名: ジーンキューブ®専用 溶解液

4. 応急措置

吸入した場合:	吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合:	すぐに皮膚を大量の水で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。
眼に入った場合:	眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて、容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受ける。
飲み込んだ場合:	飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 気分が悪いときは医師に連絡すること。
応急措置をする者の保護:	情報なし

5. 火災時の措置

消火剤:	製品自体は燃えることはない。
使ってはならない消火剤:	特になし
特有の危険有害性:	情報なし
特有の消火方法:	情報なし
消火を行う者の保護:	情報なし

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置:	保護手袋、保護衣等の保護具を着用する。
環境に対する注意事項:	環境への放出を避けること。
封じ込め及び 浄化の方法及び機材:	こぼれた液体は乾いたペーパータオル等で拭き取る。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策:	マスク・手袋等の保護具を着用し、直接眼・皮膚に接触させない。
局所排気・全体換気:	特になし。
安全取扱い注意事項:	目、皮膚または衣類に接触させないこと。
接触回避:	強酸
衛生対策:	取扱い後は、手をよく洗う

製品名: ジーンキューブ®専用 溶解液

保管

安全な保管条件: 容器は閉じておくこと。
室温で保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策: 取扱い場所近くに洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。
特になし。

保護具

呼吸用保護具: マスクなど呼吸用保護具着用が望ましい。
手の保護具: 保護手袋
眼の保護具: 必要に応じて保護眼鏡を着用する。
皮膚及び身体の保護具: 保護衣等

9. 物理的及び化学的性質

製品

外観 物理的状态: 常温で液体
色: 無色透明
臭い: 臭いはほとんどしない
臭いのしきい(閾)値: データなし
融点・凝固点: 約0(°C)
沸点又は初留点
及び沸点範囲: 約100(°C)
可燃性: 水溶液のため燃焼性はないと考えられる。
爆発下限及び爆発上限
/可燃限界: データなし
引火点: データなし
自然発火点: データなし
分解温度: データなし
pH: 約12-13
粘度: データなし
動粘度: データなし
溶解度: 水: 可溶
n-オクタノール/水
分配係数: データなし
蒸気圧: データなし
比重(密度): 約1
蒸気密度: データなし
蒸発速度: データなし
粒子特性: データなし

製品名: ジーンキューブ®専用 溶解液

10. 安定性及び反応性

反応性: 通常の条件下では安定である。
化学的安定性: 常温では安定で、反応性はない。
危険有害反応可能性: 常温では安定で反応性に乏しい。
避けるべき条件: 高温、炎、火花
混触危険物質: 強酸化剤
危険有害な分解生成物: 通常では発生しない。

11. 有害性情報

製品

急性毒性 (経口): 区分に該当しない (区分外)
急性毒性 (経皮): 区分に該当しない (区分外)
急性毒性 (吸入): 区分に該当しない (分類対象外) (気体)
区分に該当しない (分類対象外) (蒸気)
区分に該当しない (分類対象外) (粉塵・ミスト)
皮膚腐食性及び皮膚刺激性: 区分に該当しない (区分外)
眼に対する重篤な損傷性
又は眼刺激性: 区分に該当しない (区分外)
呼吸器感作性: 分類できない
皮膚感作性: 分類できない
生殖細胞変異原性: 分類できない
発がん性: 分類できない
生殖毒性: 分類できない
特定標的臓器毒性、単回ばく露: 区分に該当しない (区分外)
特定標的臓器毒性、反復ばく露: 区分に該当しない (区分外)
誤えん有害性: 分類できない

12. 環境影響情報

製品

生態毒性
急性毒性: 区分に該当しない (区分外)
慢性毒性: 区分に該当しない (区分外)
残留性・分解性: 情報なし
生体蓄積性: 情報なし
土壌中の移動性: 情報なし
オゾン層への有害性: 分類できない
他の有害影響: 情報なし

製品名: ジーンキューブ®専用 溶解液

成分

データなし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物: 医療用廃棄物に関する規定に従って廃棄する。

1 4. 輸送上の注意

国内規制: 転倒、落下がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
包装・容器が破損しないように、水濡れや乱暴な取り扱いを避ける。
荷崩れしないように取り扱う。
輸送の特定の安全対策: 情報なし

1 5. 適用法令

化審法: 非該当
PRTR法（化管法）: 非該当
安衛法: 非該当
毒劇法: 非該当
消防法: 非該当
労働基準法: 疾病化学物質
水質汚濁防止法: 指定物質
海洋汚染防止法: 有害液体物質Y類物質

1 6. その他の情報

参考文献 【GHS分類方法】JIS Z 7252:2019 「GHSに基づく化学物質等の分類方法」
社内データ
NITE-CHRIP（製品評価技術基盤機構）
職場のあんぜんサイト（厚生労働省）
RTECS（化学物質毒性データ総覧）
国際化学物質安全性カード
eZ-CHRIP（日本ケミカルデータベース株式会社）
Ariel WebInsight（日報化学品法規情報センター）
化学大事典（共立出版社）
14705の化学商品（化学工業日報社）

安全データシート

SDS: 2526A
作成: 2019/02/08
改訂: 2022/04/28

製品名: ジーンキューブ[®]専用 溶解液

制約事項

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものですので、特別の取扱いをする場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。記載内容は情報提供を主目的とするものであって、保証するものではありません。